

## FertiCult™ Mineral Oil jetzt auch in der 500 ml-PET-Flasche

- NEU BEI UNS: Flasche aus hochwertigem Nalgene-PET
- Entnahme durch den Schraubverschluss äußerst praktisch
- doppelt vorgewaschenes, leichtes Paraffinöl pharmazeutischer Qualität



Art-Nr. MIP 01-500



Testen Sie  
unser  
bestes Öl!

FertiCult™ Mineral Oil ist leichtes Paraffinöl pharmazeutischer Qualität, das für die Kultur humaner Embryonen doppelt vorgewaschen wird.

Das Öl wird zur Sterilisierung mikrofiltriert (0,2 µm Filter).

Als einer der ersten Hersteller hat FertiPro im Jahr 2010 die Bestimmung des Peroxidwertes als Teil der Standard-Qualitätskontrolle eingeführt.

Das FertiCult™ Mineral Oil ist CE-gekennzeichnet.

Jede Charge unterliegt einer strikten Qualitätskontrolle vor der Freigabe:

- Sterilität
- Dichte
- Viskosität
- Endotoxine (<0,1 EU/ml)
- Mausembryotest
- Peroxidwert

Die Haltbarkeit des Öls liegt bei 18 Monaten ab Herstellung.

Für jede Charge ist ein Analysenzertifikat auf [www.fertipro.com](http://www.fertipro.com) erhältlich.

**Art.-Nr. MIP 01-500** 1x 500 ml

**Art.-Nr. MIP 05-500** 5 x 500 ml Paketpreis

Natürlich ist das FertiCult™ Mineral Oil auch weiterhin in den gewohnten Glasflaschen erhältlich!

